

6.5.2 บ่งชี้สถานการณ์ยกเลิกการใช้เครื่องมือทางการแพทย์

Microsoft Access - [Add New Pasadu : ฟอรัม]

ฟอรัมเตือน/แก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์

ปุ่มแนะนำ F9 Refresh Print หมายเหตุ

ข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์

ID: **6231**
 หมายเลขครุภัณฑ์: **5515-027-3002/5**
 ชื่อครุภัณฑ์: เครื่องกระตุ้นหัวใจ
 ชื่อรุ่น/ขนาด: ไฟฟ้า ชนิดกึ่งอัตโนมัติ AED-2100K ไซโนไซร่า
 Serial No: 15211 ไมโครซอฟท์ (เข้าชุดอยู่ที่หน้าจออธิบาย)
 ผู้ผลิต/จำหน่าย: 022 - บริษัท อี ฟอรัล อี แอล อีแอลเอ็นซันแนล
 กลุ่มงาน / ฝ่าย: 112 - งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 ประเภทครุภัณฑ์: 01-ครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์
 วิธีการใช้งาน: ขีจาสด
 ประเภทหนี้: เงินบริจาค
 ราคา(บาท): **59,000.00**
 วันที่ได้รับ: 1 เมษายน 2562
 เลขสารการันตี: บริษัทโดย ดร. กษิณ พิสิษฐกุล นบอเสียนแล้ว ออริ

การจำแนกกลุ่มเครื่องมือ

การบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) : PM

PM IM : โดยหน่วยงานใน
 EM : โดยหน่วยงานนอก
 Null : ไม่ระบุ

การสอบเทียบมาตรฐาน (Calibration) : CAL

CAL IC : โดยหน่วยงานใน
 EC : โดยหน่วยงานนอก
 Null : ไม่ระบุ


ระดับความเสี่ยงอุปกรณ์ (Risk Equipment) : RISK

RISK สูง
 กลาง
 ต่ำ

เครื่องมือพิเศษ / เครื่องมือสำรอง

เครื่องมือพิเศษ
 เครื่องมือสำรอง

ID CODE :
 ความถี่ Cal : เดือน
 ความถี่ PM : เดือน
 ประเภทเครื่องมือ



เอกสารแจ้งรายการ
 ผู้ใช้ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของสถานพยาบาล จำนวน 131 รายการ
 โรงพยาบาลบ้านนา อ.บ้านนา จ.เลย

ร.ร.	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	ชนิด/ยี่ห้อ	จำนวน	ราคาประเมิน	ราคา	หมายเหตุ
๑	๕๒๓๓						
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๑	เตียงพับ	๒๕/๑๕	1	2,000	2,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๒	เตียงพับ	๑๐/๑๐	1	5,000	5,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๓	เตียงพับ	๑๕/๑๕	1	5,000	5,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๔	เตียงพับ	๑๕/๑๕	1	5,000	5,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๕	เตียงพับ	๑๕/๑๕	1	5,000	5,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๖	เตียงพับ	๑๕/๑๕	1	5,000	5,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๗	เตียงพับ	๑๕/๑๕	1	5,000	5,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๘	เตียงพับ	๑๕/๑๕	1	5,000	5,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๙	เตียงพับ	๑๕/๑๕	1	5,000	5,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๑๐	เตียงพับ	๑๕/๑๕	1	5,000	5,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๑๑	เตียงพับ	๑๕/๑๕	1	5,000	5,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๑๒	เตียงพับ	๑๕/๑๕	1	5,000	5,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๑๓	เตียงพับ	๑๕/๑๕	1	5,000	5,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๑๔	เตียงพับ	๑๕/๑๕	1	5,000	5,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๑๕	เตียงพับ	๑๕/๑๕	1	5,000	5,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๑๖	เตียงพับ	๑๕/๑๕	1	5,000	5,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๑๗	เตียงพับ	๑๕/๑๕	1	5,000	5,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๑๘	เตียงพับ	๑๕/๑๕	1	5,000	5,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๑๙	เตียงพับ	๑๕/๑๕	1	5,000	5,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๒๐	เตียงพับ	๑๕/๑๕	1	5,000	5,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๒๑	เตียงพับ	๑๕/๑๕	1	5,000	5,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๒๒	เตียงพับ	๑๕/๑๕	1	5,000	5,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๒๓	เตียงพับ	๑๕/๑๕	1	5,000	5,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๒๔	เตียงพับ	๑๕/๑๕	1	5,000	5,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๒๕	เตียงพับ	๑๕/๑๕	1	5,000	5,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๒๖	เตียงพับ	๑๕/๑๕	1	5,000	5,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๒๗	เตียงพับ	๑๕/๑๕	1	5,000	5,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๒๘	เตียงพับ	๑๕/๑๕	1	5,000	5,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๒๙	เตียงพับ	๑๕/๑๕	1	5,000	5,000	
๑	๕๒๓๓-๐๐๑/๓๐	เตียงพับ	๑๕/๑๕	1	5,000	5,000	